

آزمایش شماره ۳

بررسی نانو ذرات نقره با استفاده از میکروسکوپ تونلی روبشی

۱- هدف

هدف از این آزمایش آشنایی با دستگاه میکروسکوپ تونلی روبشی و اساس کار آن، روش استفاده از آن، و تصویر برداری از نانو ذرات تولید شده در آزمایش اول است.

۲- تئوری آزمایش

پدیده تونل زنی کوانتومی

پدیده‌ی تونل زنی کوانتومی^۱ در حیطه مکانیک کوانتوم قرار می‌گیرد که به بررسی اتفاقات رخ داده در ابعاد بسیار کوچک می‌پردازد. این فرایند را نمی‌توان به‌طور مستقیم درک کرد اما مثال‌هایی برای بیان آن در ابعاد بزرگ^۲ وجود دارد که فیزیک کلاسیک از توجیه مناسب آنها ناتوان است. برای درک این پدیده می‌توان ذراتی که تلاش می‌کنند از میان سدهای پتانسیل عبور کنند را به توپی تشبیه کرد که تلاش می‌کند از تپه‌ای که پشت آن قرار دارد عبور کند.

مکانیک کلاسیک و کوانتوم با این مسأله به طرق متفاوتی برخورد می‌کنند. مکانیک کلاسیک بیان می‌کند در صورتی که این توپ انرژی کافی برای صعود کلاسیکی و گذر از این سد انرژی را نداشته باشد، نخواهد توانست به

¹ Quantum tunneling

² Macroscopic scale

آن سوی سد انرژی گذر کند. بنابراین، با دیدگاه کلاسیک ذراتی که انرژی کافی برای غلبه بر سد انرژی را ندارند توان عبور از آن را نداشته و مجدداً از آن پایین خواهند افتاد. یا به عبارت دیگر نبود انرژی کافی برای نفوذ از یک دیوار، موجب بازگشت یا انعکاس آن و در نهایت، چسبیدن به سطح و جذب شدن آن خواهد شد. با دیدگاه مکانیک کوانتوم، ذرات با احتمال بسیار کمی می‌توانند به طرف دیگر سد انرژی تونل بزنند و از آن عبور کنند.

این تفاوت رفتاری به دلیل نگرش مکانیک کوانتوم به ماده است که برای آن خواص دوگانه موجی – ذره‌ای را متصور است. یکی از توجیحات موجود برای این دوگانگی رفتاری، اصل عدم قطعیت هایزنبرگ است که برای دقت تعیین مکان و انرژی ذرات در یک زمان، محدودیت تعیین می‌کند.

۳- روش کار آزمایش

۳-۱- تجهیزات مورد نیاز

تجهیزات مورد نیاز برای انجام این آزمایش عبارتند از:

- دستگاه میکروسکوپ تونلی روبشی
- دستگاه کند و پاش یونی
- لام شیشه‌ای
- چسب نقره
- مولتی سنج
- دسیکاتور
- سیم‌های مختلف از جنس رمانیم و تنگستن


- سیم چین و پنس
- بشر
- آب مقطر
- KOH
- منبع تغذیه DC با خروجی ۶۷ یا ۱۲۷
- گیره و پایه آزمایشگاهی

۳-۲- نحوه آماده سازی سوزن STM

یکی از مهم ترین عوامل مؤثر بر کیفیت تصویر برداری توسط STM و کارایی دستگاه، کیفیت سوزن مورد استفاده است. از اینرو می توان گفت کیفیت تصویر حاصل از STM در شرایط کاملاً ایده آل به کیفیت سوزن مورد استفاده بستگی دارد. این حساسیت بالا موجب می شود تا همواره نیاز باشد سوزن STM را پس از چند بار استفاده تعویض کرد. بنابراین نیاز است برای تهیه سوزن مورد استفاده از یک روش مناسب و معیار استفاده کرد تا بتوان به راحتی، با هزینه اندک و در هر زمانی سوزن مورد نیاز را ساخت.

روش های متنوعی برای ساخت سوزن وجود دارد؛ با این حال دو روش بسیار ساده و در دسترس برای ساخت سوزن هایی با کیفیت قابل قبول، روش برش مکانیکی و روش تیزاب کاری الکتروشیمیایی است. روش برش مکانیکی ساده ترین روش برای ساخت سوزن های STM است و برای سیم هایی از جنس طلا، پلاتین - ایریدیوم و رمانیوم استفاده می شود. در این روش سوزن با استفاده از یک سیم چین برش داده می شود؛ به این ترتیب که سیم چین در زاویه ای کمتر از ۱۵ درجه با سیم قرار می گیرد و سیم برش داده می شود. در حین برش سیم و سیم چین در جهت مخالف یکدیگر کشیده می شوند تا از این طریق نوک سوزن تیزترین حالت احتمالی را به خود

بگیرد. در این روش برای تهیه سوزن های تیز نیاز به مهارت و تجربه ی کافی است. با وجود سادگی بسیار این روش، تهیه سوزن هایی با نوک اتمی به وسیله ی این روش گزارش شده است. شکل ۱ نشان دهنده تصویر سوزنی از جنس طلا که با روش برش مکانیکی ساخته شده است، می باشد.



شکل ۱- سوزنی از جنس طلا که با روش برش مکانیکی ساخته شده است.

هشدار ایمنی: به هنگام برش سیم برای ساخت سوزن، حتما جهت سیم و کشش سیم چین به سمت زمین باشد؛ در غیر این صورت احتمال پرتاب سیم به سمت صورت و آسیب چشم وجود دارد.


روش دومی که برای ساخت سوزن در آزمایشگاه های دانش آموزی نانو فناوری وجود دارد، روش تیزاب کاری الکتروشیمیایی است. این روش برای ساخت سوزن های تنگستنی مورد استفاده قرار می گیرد. فرایند تیزاب کاری الکتروشیمیایی به این صورت است که فلزی در اثر اعمال جریان الکتریکی در یک محلول حاوی یون های فلزی که الکترولیت نامیده می شود، حل یا به اصطلاح خرده می شود. در این روش از محلول ۱ مولار KOH در آب به- عنوان الکترولیت استفاده می شود. برای ساخت این محلول مقدار $2/24 \text{ g KOH}$ را در 40 ml آب حل کنید.

⚡ هشدار ایمنی: به هنگام کار با KOH حتماً از دستکش استفاده و از تماس مستقیم آن با پوست جلوگیری شود. در غیر این صورت خطر جدی سوختگی و آسیب پوستی ناشی از مواد قلیایی قوی وجود دارد.

در فرایند تیزاب کاری الکتروشیمیایی، جریان الکتریکی از طریق دو قطعه رسانا در محلول ایجاد می شود که الکتروود نام دارند. در این فرایند یکی از الکتروودها خورده شده و اتم های آن به صورت لایه ای بر روی الکتروود دوم رسوب می کنند. الکتروودی که خورده می شود کاتد و دیگری آند نام دارد؛ کاتد به جریان مثبت و آند به جریان منفی مولد الکتریکی متصل می شود. پس از برقراری جریان الکتریکی، فرایند خورده شدن کاتد آغاز می شود. با توجه به اینکه هدف ساخت سوزن نوک تیز از سیم تنگستنی است، سیم تنگستنی در این فرایند نقش کاتد را دارد. جنس آند نیز باید به نحوی انتخاب شود که عمر کافی در محیط به شدت قلیایی محلول KOH داشته باشد. سیم رمانیم برای این منظور گزینه مناسبی است.

برای ساخت آند، طول کافی از سیم رمانیم را بریده از یک سر به صورت حلقه ای در می آوریم؛ سپس این حلقه را وارد ظرف انتخابی برای تیزاب کاری الکتروشیمیایی کنید. انتهای آزاد سیم را با استفاده از گیره بر روی بدنه ظرف ثابت کرده و به قطب منفی منبع تغذیه متصل کنید. الکتروولیت را داخل ظرف ریخته، سیم تنگستنی را بریده و پس از تاب گیری یک سر آن را وارد محلول کنید. سر دیگر سیم را به قطب مثبت منبع تغذیه وارد کنید. سیم تنگستنی را ابتدا به میزان 1 cm متر داخل بشر فرو برده بعد از مدت زمان 30 ثانیه با حرکت دادن پایه ی فلزی مقدار بیشتری از سیم (در حدود 1/5 cm) را وارد بشر کرده اجازه می دهیم واکنش انجام شود. پس از 30 ثانیه ی دیگر مقدار بیشتری از سیم را وارد محلول واکنش کرده و اجازه می دهیم سیم بیشتر خورده شود. می توان عکس این حالت نیز عمل کرده و ابتدا طولی در حدود 3 cm از سیم را وارد الکتروولیت کرده و به تدریج آنرا از محلول خارج کرد. همچنین می توان سیم رابه میزان 2 cm داخل الکتروولیت قرار داده دهیم و بدون دست

زدن به آن اجازه داد که واکنش به طور کامل انجام شود. در نهایت هنگامی که هیچ حبابی از سر سوزن خارج نشد، فرایند خردگی پایان یافته است. پس از این مرحله نیز سوزن را به مدت ۲ دقیقه به همین حالت قرار می‌دهیم. در نهایت پس از خاموش کردن منبع تغذیه، سیم تنگستنی را از محلول خارج کرده و با آب مقطر شست و شو دهید و اجازه دهید در محیط کاملاً آرام و بدون گرد و خاک خشک گردد. در صورت تماس سوزن با اجسام دیگر احتمال آسیب دیدگی و یا آلودگی نوک آن وجود دارد که منجر به خرابی و غیر قابل استفاده شدن آن خواهد شد. مشاهده شده است که روش سوم منجر به تولید سوزن‌هایی با کیفیت بهتر می‌شود. شکل ۲ تصویری از یک سوزن تنگستنی که با این روش ساخته شده است را نشان می‌دهد.



شکل ۲- سوزنی از جنس تنگستن که با روش تیزاب کاری الکتروشیمیایی ساخته شده است.

۳-۳- نحوه آماده سازی نمونه برای تصویر برداری با دستگاه STM

همانگونه که در قسمت تئوری آزمایش بیان گردید نیاز است تا نمونه مورد بررسی توسط دستگاه STM رسانای الکتریسیته باشد تا جریان تونلی میان نوک سوزن و سطح نمونه برقرار گردد. در مواردی که نمونه نارسا است یا رسانایی مناسبی ندارد، بایستی لایه‌ی بسیار نازکی از یک فلز پایدار بر روی نمونه ایجاد شود تا این رسانایی در سطح نمونه حاصل شود. جنس لایه‌ی نازک ایجاد شده بر روی نمونه معمولاً از فلزات نجیب و

خصوصاً طلا می باشد که هم توان رشد لایه ای دارد و نیز به دلیل پایداری بسیار بالای شیمیایی اکسید نشده و کیفیت خود را از دست نمی دهد. با این حال با توجه به قیمت بسیار بالای طلا، می توان از پوشش های جایگزینی مانند پوشش نقره بهره گرفت؛ به این شرط که فاصله زمانی ایجاد پوشش و تصویر برداری بسیار کوتاه باشد تا احتمال اکسید و غیر قابل استفاده شدن پوشش کم باشد. از اینرو توصیه می شود ابتدا نمونه بر روی نگه دارنده فلزی چسبانده شود و در ادامه پوشش دهی صورت گیرد. چنین پوشش های نازکی را با استفاده از روش کند و پاش یونی ایجاد می کنند. دستگاه مربوط به این فرایند در مجموعه آزمایشگاه های نانو فناوری موجود است و در صورت نیاز به پوشش کاری نمونه ها با این دستگاه به دستور کار آزمایش شماره دو از سری دوم آزمایش ها، مراجعه کنید.

علاوه بر رسانایی نمونه نیاز است تا اتصال مناسبی میان نمونه و نگه دارنده نمونه در دستگاه وجود داشته باشد تا جریان الکتریکی حاصل از تونل زنی الکترونی به خوبی برقرار شده و توسط سامانه الکترونیکی STM ثبت و پردازش گردد. برای این منظور نمونه ها پس از آماده سازی اولیه، با استفاده از چسب نقره بر روی پایه نگه دارنده نمونه تثبیت می شوند. برای اطمینان از اتصال مناسب میان نمونه و پایه فلزی، گوشه های نمونه و سطح آن در گوشه ها را نیز با دقت به چسب آغشته می کنیم تا اتصال کامل سطح و پایه حاصل گردد. توجه گردد تنها گوشه های نمونه به چسب آغشته شود تا سطح اصلی برای تصویر برداری قابل استفاده باشد. زمان کافی برای خشک شدن به چسب نقره را داده شود (حدود ۲۴ ساعت)؛ نمونه در حین خشک شدن حتماً در محیطی آرام و به دور از گرد و غبار نگهداری شود تا حداقل آلودگی روی آن ایجاد شود. در نهایت در صورت نیاز نمونه بر روی نگه دارنده آن پوشش داده و بر روی دستگاه نصب گردد.

⚠ هشدار ایمنی: در حین کار با چسب نقره، به دلیل سمی بودن ذرات نقره دقت نمایید پوست به چسب آغشته نگردد. همچنین از نفس کشیدن در فاصله نزدیک نمونه خودداری کنید؛ امکان ایجاد مسومیت توسط حلال های فرار استفاده شده در چسب وجود دارد.

پس از خشک شدن کامل چسب نقره، با استفاده از یک مولتی سنج، برقراری کامل اتصال میان نمونه و پایه فلزی را بررسی کرده و پس از اطمینان، پایه فلزی را بر روی گیره نگه دارنده نمونه قرار داده و با استفاده از پیچ های موجود در محل خود محکم کنید. به یاد داشته باشید در تمامی مراحل کار به هیچ وجه سطح نمونه توسط دست شما لمس نگردد، زیرا این امر موجب چرب شدن سطح نمونه و ایجاد لایه عایقی خواهد شد که از ایجاد جریان تونلی ممانعت می کند.

در مورد نانو ذراتی که با استفاده از روش انفجار الکتریکی سیم تولید شده اند، با توجه به اینکه ذرات در محیط کلوئیدی هستند نیاز است تا آنها را بر روی یک زیر لایه تثبیت کرده و سپس تصویر برداری صورت گیرد. زیر لایه مورد استفاده باید دارای سطح بسیار صیقلی باشد تا نانو ذرات بر روی آن قابل مشاهده باشند؛ با این حال در دسترس ترین و ارزان ترین زیر لایه موجود لام یا لامل های آزمایشگاهی است. لام را در ابعاد مناسب برش داده و با استفاده از چسب نقره بر روی نگه دارنده نمونه بچسبانید. سپس با استفاده از قطره چکان یک قطره از محلول حاوی نانو ذرات را بر روی آن بچکانید و اجازه دهید تا به طور کامل خشک گردد؛ این کار را چند بار تکرار کنید تا تعداد کافی از نانو ذرات بر روی سطح لام تجمع یابد. بهتر است این مراحل درون دسیکاتور انجام شود تا از نشست گرد و غبار بر روی زیر لایه جلوگیری شود. پس از خشک شدن کامل، با استفاده از دستگاه کند و پاش اتمی لایه ای از نقره بر روی نمونه ایجاد کنید. پس از اتمام پوشش دهی بلافاصله تصویر برداری از نمونه را انجام دهید.

۳-۴- نحوه تصویر برداری با دستگاه STM

توصیه می‌شود پیش از کار با دستگاه، دستور العمل استفاده از دستگاه، تهیه شده توسط شرکت سازنده آن به‌طور کامل مطالعه گردد.

پس از آماده سازی نمونه و اتصال صحیح آن بر روی نگه‌دارنده، با دقت تمام آنرا در محل نمونه نصب کرده و با پیچ‌های موجود در جای خود محکم کنید. سوزن آماده شده را با استفاده از پنس و پیچ گوشتی مخصوص دستگاه بر روی سیستم نصب کنید.

هشدار: از آوردن فشار به نگه‌دارنده سوزن خودداری کنید. فشار بیش از حد موجب شکستن بلور پیزوالکتریک شده و دستگاه از کار خواهد افتاد.

پس از اطمینان از نصب صحیح نمونه و سوزن در جای خود، به ترتیب رایانه و رابط الکترونیکی STM را روشن کنید وارد محیط نرم افزاری مربوط به تصویر برداری با STM شوید. در صورت نیاز نام کاربر و نوع سوزن مورد استفاده وارد گردد (معمولا این اطلاعات به‌صورت پیش فرض با مقادیر تعیین شده در آخرین استفاده از دستگاه پر شده است). حال نیاز است سوزن به فاصله مناسبی از سطح نمونه که امکان ایجاد جریان تونلی در آن وجود دارد برده شود. این کار را ابتدا به‌صورت چشمی با استفاده از دوربین نصب شده بر روی دستگاه انجام دهید؛ این عمل تا رسیدن سوزن به تصویر حاصل از انعکاس سوزن بر روی نمونه انجام می‌شود. در ادامه سوزن با سرعت بسیار آرام و با توجه به جریان تونلی و فاصله سوزن از سطح نمونه به فاصله مورد نظر رسانده می‌شود. باید توجه داشت که نباید سوزن سطح نمونه را لمس کند و موجب آلودگی سوزن/نمونه، تخریب سوزن/نمونه و یا آسیب دستگاه گردد.

پس از اطمینان از قرار گرفتن سوزن در فاصله مناسب، درب دستگاه را بسته و همچنین مبدل جریان دوربین را از برق جدا کنید. این امر موجب کاهش نویز الکتریکی و ارتعاشی در حین تصویر برداری می شود. در انتها اطلاعات مربوط به جریان اعمالی به سوزن و نمونه، جهت روبش سطح نمونه، سرعت روبش، ابعاد سطح روبشی را وارد کرده و دکمه شروع را بزنید. نرم افزار دستگاه آدرس محل مورد نظر برای ذخیره سازی اطلاعات را از شما می خواهد؛ پس از تعیین آدرس مورد نظر برای ذخیره اطلاعات تصویر، تصویر برداری آغاز خواهد شد. دقت کنید در حین تصویر برداری از هر گونه اقدامی که موجب ایجاد نویز بر روی دستگاه شده و کیفیت تصویر را کاهش می دهد خودداری نمایید؛ اقداماتی از قبیل: راه رفتن و صحبت کردن در نزدیکی دستگاه، استفاده از تلفن همراه و ...

پس از اتمام تصویر برداری با استفاده از نرم افزارهای موجود به بررسی و اصلاح تصاویر تهیه شده بپردازید.

۴- پرسش

- بررسی کنید در صورتی که در حین آماده سازی سوزن، سوزن دارای دو سر نوک تیز باشد چه اتفاقی خواهد افتاد. شرایط را در دو حالت نوک‌های هم ارتفاع و نابرابر بررسی کنید.
- تصویر برداری از نمونه را، در صورت آماده سازی هر دو نوع سوزن، با هر دو سوزن انجام داده و تفاوت تصاویر حاصل را بررسی کنید.
- متوسط اندازه ذرات تولید شده را تعیین کنید.
- با استفاده از تصاویر حاصل، منحنی توزیع اندازه ذرات را رسم کنید.
- شکل هندسی معمول ذرات چیست؟
- با در نظر گرفتن متوسط اندازه ذرات و شکل هندسی آنها، و همچنین مقدار مصرفی سطح ویژه نانو ذرات تولید شده را محاسبه کنید.
- به نظر شما تغییر در شکل هندسی نوک سوزن به تغییری در تصاویر به دست آمده خواهد داشت؟ برای تصویر برداری بهتر چه نوع سوزی را پیشنهاد می‌کنید؟