

مشاهده در دنیای نانو چگونه است؟

۱- هدف

آشنایی با عملکرد میکروسکوپ نیروی اتمی (AFM)


۲- تئوری آزمایش

کوچکی مقیاس نانو، دانشمندان را برای کسب اطلاعات از سطوحی که در این ابعاد هستند دچار مشکل می‌کند. AFM یا میکروسکوپ نیروی اتمی وسیله‌ای است که به صورت غیرمستقیم، اطلاعاتی را از سطح مواد با دقت نانومتری در اختیار پژوهشگران قرار می‌دهد.

شبهه‌سازی کف دریا که با استفاده از پردازش داده‌ها صورت می‌گیرد، مدت‌هاست که در تحقیقات و مطالعات اقیانوس‌شناسی به کار می‌رود. اقیانوس‌شناسان اولیه، به انتهای کابل‌های بلند وزنه‌هایی می‌آویختند و ته دریا می‌فرستادند. این وزنه‌ها کف دریا را می‌پیمودند و ناهمواری‌ها و شیارهای آن را از طریق کابل‌ها روی کاغذ شطرنجی نقش می‌کردند. اقیانوس‌شناسان جدید، کابل و وزنه را به کناری نهادند و فناوری رادار را به خدمت گرفتند. آن‌ها امواج صوتی را از یک کشتی اقیانوس‌پیما به کف دریا می‌فرستند و با ثبت فاصله کف با منبع گسیل‌کننده، ناهمواری‌های کف را ترسیم می‌کنند.

در میکروسکوپ نیروی اتمی از همین روش دیدن استفاده می‌شود. AFM پیمایشگری را روی سطح ماده حرکت می‌دهد که همزمان با حرکت، نیروی مکانیکی بین کاوشگر و ماده محاسبه می‌شود. این داده‌ها برای به تصویر کشیدن سطح ماده در رایانه مورد استفاده قرار می‌گیرند.

مبنای تشکیل تصویر در میکروسکوپ نیروی اتمی، نیروی بین سوزن و سطح نمونه است. در این میکروسکوپ، سطح نمونه با سوزنی تیز به طول ۲ میکرومتر و قطر کمتر از ۱۰۰ آنگستروم روبش می‌شود. سوزن در انتهای یک تیرک (cantilever) به طول ۱۰۰ تا ۲۰۰ میکرومتر قرار گرفته است. تیرک را معمولاً از موادی می‌سازند که قابلیت ارتجاع بالایی داشته باشد. سر دیگر تیرک به بازوی پیزوالکتریک متصل شده است (پیزوالکتریک به دسته‌ای از مواد گفته می‌شود که در اثر تحریک الکتریکی از خود حرکت مکانیکی نشان می‌دهند و بالعکس. از این مواد در جابه‌جایی‌های بسیار دقیق استفاده می‌شود). وقتی سوزن روی سطح نمونه کشیده می‌شود، به دلیل پستی‌بلندی‌های سطح، نیرویی از طرف سطح به سوزن اعمال و موجب خمش یا انحراف تیرک می‌شود. این انحرافات نسبت مستقیم با نیروی وارد شده به سوزن دارد. آشکارساز در این میکروسکوپ با اندازه‌گیری این انحرافات در حین روبش سطح، به رایانه این امکان را می‌دهد تا نقشه پستی بلندی‌های سطحی را تولید کند. نحوه آشکارسازی این انحرافات به دلیل ابعاد بسیار کوچک سوزن، به سادگی امکان‌پذیر نیست. برای این منظور از پرتو لیزر استفاده می‌شود. بدین ترتیب که دستگاه آشکارساز با تابش پرتو لیزر بر روی سطح پستی تیرک و ثبت مکان بازتاب آن با استفاده از آشکارساز حساس به موقعیت، تصویر پستی بلندی‌های سطحی را ایجاد می‌کند. آشکارساز حساس به موقعیت قادر است تا تغییرات را تا اندازه یک نانومتر شناسایی کند. به منظور این که نور لیزر برخوردی به پشت تیرک به خوبی بازتاب شود معمولاً پوششی از طلا یا آلومینیوم روی آن ایجاد می‌کنند. اصول کار میکروسکوپ نیروی اتمی در شکل ۱ دیده می‌شود. این میکروسکوپ قادر به بررسی نمونه‌های نارسانا، نیمه‌رسانا و رسانا است.



شکل ۱- اصول کار میکروسکوپ نیروی اتمی.

۳- روش کار آزمایش

۱-۳- مواد و وسایل موردنیاز

جعبه کفش، خطکش یا متر، کاغذ شطرنجی، میل بافتنی، رایانه و نرم افزار اکسل

۲-۳- روش انجام آزمایش

جعبه کفش خالی را بردارید و از دوستان بخواهید، یک وسیله مجهول را درون جعبه، درست وسط آن بچسبانند و در آن را محکم ببندند. حالا کاغذ شطرنجی را روی آن بچسبانید. سپس با یک میل بافتنی صفحه را سوراخ سوراخ کنید و با کمک همان میل بافتنی ارتفاع شیء مجهول از کف جعبه را در نقاط مختلف اندازه بگیرید. (توجه داشته باشید که باید ارتفاع جعبه کفش را منهای ارتفاع میل بافتنی کنید تا ارتفاع شیء مجهول از کف جعبه به دست آید. مثلا اگر ارتفاع جعبه ۱۴ سانتی متر است و میل بافتنی در یک نقطه ۸ سانتی متر فرورفته است، باید ۸ را از ۱۴ کم کنید تا ارتفاع شیء مجهول از کف جعبه به دست آید.)


پس از اینکه ارتفاع نقاط مختلف را اندازه گرفتید، به ازای هر اندازه‌ای که ثبت کرده‌اید، یک رنگ در نظر بگیرید و متناظر با آن نقطه روی جعبه کفش، یک مربع را در کاغذ شطرنجی رنگی کنید. برای این کار می‌توانید از نرم‌افزار اکسل نیز استفاده کنید. به این منظور اطلاعات به‌دست آمده از هر نقطه را در یک جدول در برنامه اکسل وارد و نمودار میله‌ای آن را رسم کنید. جدول نرم‌افزار اکسل در واقع همان کاغذ مشبکی است که شما روی جعبه چسبانده‌اید. کافی است که ارتفاع شیء مجهول را در هر نقطه به کمک میل بافتنی اندازه بگیرید و آن را در خانه‌ی متناظر آن در فایل اکسل ذخیره کنید.

با کمک تصویری که روی کاغذ شطرنجی رسم کرده‌اید و یا نموداری که از نرم‌افزار اکسل به دست آورده‌اید، می‌توانید حدس بزنید که داخل جعبه چه چیزی وجود دارد.

جدول و شکل زیر نتیجه‌ی انجام آزمایش برای یک جسم هرم‌مانند می‌باشد.

جدول ۱- اندازه‌های یک شیء هرمی شکل.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1
3	1	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	1
4	1	2	3	5	5	5	5	5	5	5	5	5	3	2	1
5	1	2	3	5	7	7	7	7	7	7	7	5	3	2	1
6	1	2	3	5	7	10	10	10	10	10	7	5	3	2	1
7	1	2	3	5	7	10	10	10	10	10	7	5	3	2	1
8	1	2	3	5	7	10	10	12	10	10	7	5	3	2	1
9	1	2	3	5	7	10	10	10	10	10	7	5	3	2	1
10	1	2	3	5	7	10	10	10	10	10	7	5	3	2	1
11	1	2	3	5	7	7	7	7	7	7	7	5	3	2	1
12	1	2	3	5	5	5	5	5	5	5	5	5	3	2	1
13	1	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	1
14	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1
15	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1



شکل ۲- نمودار یک جسم هرمی شکل.

۴- پرسش

- از چه ماده‌ای برای ساخت سوزن (پیمایشگر) میکروسکوپ نیروی اتمی استفاده می‌شود؟
- مهم‌ترین نیرو بین سوزن (پیمایشگر) و سطح نمونه چه نام دارد؟ توضیح دهید.